



EMSCULPT®

RZEŹBIARZ SYLWETKI

Technologia HIFEM w modelowaniu
ciała przez wzmocnienie mięśni
i redukcję tkanki tłuszczowej





SPIS TREŚCI

1. Technologia HIFEM
2. Na czym polega skuteczność BTL EMSCULPT w rzeźbieniu sylwetki?
3. Modelowanie brzucha i pośladków
4. Nowe obszary zabiegowe! Ramiona i łydki
5. Wskazania do treningów BTL EMSCULPT
6. Przeciwwskazania
7. Jak często wykonuje się zabiegi?
8. Rzeźbi mięśnie i spala tłuszcz, czyli efekty zabiegowe
9. Jak wykonywać zabieg? Przygotowania, przebieg i zalecenia po
10. Korzyści dla Twojego gabinetu
11. EMSCULPT

Technologia HIFEM

HIFEM (*High-Intensity Focused Electromagnetic Technology*) to zaawansowana technologia elektromagnetyczna o wysokiej intensywności. Wywołuje selektywnie, czyli wybiórczo, ponad maksymalne skurcze mięśni. Dzięki temu pobudza: wzrost włókien kurczliwych, tworzenie nowych białek i rozrost włókien mięśniowych.

SUPRAMAKSYMALNA MOC!

Energia HIFEM jest skuteczna w rozbudowie mięśni, ponieważ potrafi wywołać i utrzymać przez wiele sekund **supramaksymalne skurcze**. Mówiąc najprościej „ćwiczy” mięśnie ze znacznie większą mocą i częstotliwością niż jest to możliwe podczas jakiegokolwiek treningu.

Co to są skurcze supramaksymalne?

Przyjmuje się, że supramaksymalne skurcze są intensywniejsze niż Maksymalny Dobrowolny Skurcz (*MVC - Maximal Voluntary Contraction*) wywołany fizjologicznie. Czyli nie jesteśmy w stanie wywołać takich skurczów samodzielnie, a także nie potrafimy fizjologicznie odpowiednio długo ich utrzymać. To dlatego trening mięśni energią HIFEM jest bardziej skuteczny niż każdy wysiłek fizyczny.

W trakcie jednego zabiegu energia HIFEM wywołuje ok. 20 tysięcy supramaksymalnych skurczów. Są one kierowane bezpośrednio do nerwów obwodowych, niezależnie od funkcji mózgu. Nie wymagają żadnej aktywności ze strony osoby poddawanej treningowi, są odczuwalne jako wyraźne skurcze. ■





Na czym polega skuteczność BTL EMSculpt w rzeźbieniu sylwetki?

Energię HIFEM wykorzystuje urządzenie BTL EMSculpt, które jednocześnie spala tłuszcz i wzmacnia mięśnie. Okazuje się, że tego właśnie oczekuje większość klientów zainteresowanych zabiegami na ciało.

Amerykański portal *RealSelf* poświęcony medycynie przeprowadził badania, z których wynika, że aż 98% konsumentów szuka sposobów na redukcję tkanki tłuszczowej z jednoczesnym wymodelowaniem sylwetki. Dziewięć na 10 osób koncentruje się na płaskim brzuchu i jędrnych pośladkach.

JAK BTL EMSculpt BUDUJE MIĘŚNIE?

W trakcie jednego zabiegu energia HIFEM **wywołuje ponad 20 tysięcy niezwykle intensywnych skurczów mięśni**, a dokładnie skurczów supramaksymalnych. Gdy podasz tę rekordową liczbę swoim klientom, zrozumieją, że sami nie są w stanie wykonać takiego treningu w pół godziny.

Jak to wpływa na mięśnie?

Tkanka mięśniowa musi przystosować się do tak ekstremalnego treningu. Dlatego wytwarza nowe włókna mięśniowe, zwiększa gęstość i objętość mięśni. To powoduje, że mięśnie są większe, lepiej napięte i bardziej widoczne. ▶





**BUDOWANIE MIEŚNI I SPALANIE
TKANKI TŁUSZCZOWEJ**



**PRZEBADANE KLINICZNIE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH**



**BEZ CHIRURGII
BEZ ZNIECZULEŃ**

JAK BTL EMSculpt SPALA TŁUSZCZ?

Ponieważ w trakcie zabiegu BTL EMSculpt mięśnie wykonują ponad maksymalne skurcze, mózg otrzymuje informację, że potrzebna będzie energia i to w ekstremalnych dawkach. Dlatego organizm uwalnia potężną ilość energii z najbliższej położonych komórek tłuszczowych. Efekt kaskadowy uruchamia intensywną lipolizę. I tak dochodzi do spalenia tkanki tłuszczowej znajdującej się w sąsiedztwie kurczących się mięśni.

Dociekliwym klientom możesz wyjaśnić, że tłuszcz znajdujący się w sąsiedztwie kurczących się mięśni rozkłada się z trójglicerydów na wolne kwasy tłuszczowe (FFA) i glicerol, które są źródłem energii. Lipoliza jest tak intensywna, że dochodzi do apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek tłuszczowych. Martwe komórki zostają wydalone w sposób naturalny. Taka wymuszona apoptoza komórek tłuszczowych wywołwana przez przelewanie się FFA była wykazana w licznych badaniach klinicznych.

CZY LIPOSUKCJA NIE JEST LEPSZA?

Po pierwsze liposukcja to zabieg chirurgiczny, który zawsze jest obarczony ryzykiem, a do tego wymaga znieczulenia, które obciąża organizm. Tymczasem BTL EMSculpt usuwa tkankę tłuszczową nieinwazyjnie, nie ma więc potrzeby znieczulenia.

Po drugie zabiegi redukujące tkankę tłuszczową (także różnego typu lipolizy iniekcyjne) nie wpływają na mięśnie. Często w miejscach, gdzie pozbyliśmy się tłuszczu, pojawia się nawet problem nadmiaru tzw. luźnej skóry. BTL EMSculpt redukuje tkankę tłuszczową, ale jednocześnie wzmacnia mięśnie a więc ciało zyskuje atrakcyjny kształt. Dlatego niektórzy lekarze stosują trening HIFEM u osób, które przeszły liposukcję czy lipolizę, a potrzebują zbudować stelaż mięśniowy dla skóry. ■



Rzeźbiarz brzucha i pośladków

BTL EMSCULPT to pierwsza na rynku maszyna do nieinwazyjnego liftingu i modelowania pośladków. Zastosowana w rejonie brzucha - jak żadne inne urządzenie - rzeźbi mięśnie i redukuje tkankę tłuszczową. To idealny zabieg dla osób marzących o szczupłej i wysportowanej sylwetce.

Maszynę nazywa się wprost rzeźbiarzem brzucha i pośladków.

Twoi klienci zapamiętają to tak: EMSCULPT to sposób na „kaloryfer” na brzuchu i brazylijskie pośladki! W dodatku trening z BTL EMSCULPT jest czystym relaksem, ponieważ po prostu leżysz wygodnie na łóżku zabiegowym, a maszyna pracuje za ciebie. I to pracuje tak intensywnie, jak ty nigdy nie będziesz w stanie!

POŚLADKI

W przypadku treningu pośladków 30-minutowy zabieg BTL EMSCULPT zastępuje 20 tysięcy przysiadów. W trakcie treningu energia HIFEM wywołuje intensywne, supramaksymalne skurcze, które wzmacniają mięśnie pośladków i jednocześnie redukcją tkankę tłuszczową w tym obszarze. Trening nie wymaga żadnej aktywności ani też rekonwalescencji. Po pełnej serii pośladki są uniesione, ujędrnione i kształtne - bez skalpela, liposukcji, iniekcji czy operacji plastycznych. ▶



BRZUCH

W trakcie jednego zabiegu BTL EMSCULPT zapewnia mięśniom wysiłek porównywalny do 20 tysięcy brzuszków. Maszyna pobudza mięśnie brzucha do tak intensywnej pracy w ciągu 30 minut, bo tyle trwa jeden trening. To robi wrażenie! Celem treningu jest płaski i umięśniony brzuch i to bez względu na płeć. Supramaksymalne skurcze wywołują wzrost masy mięśniowej oraz spalają podskórny tłuszcz, zastępując mięśnie brzucha. A wszystko to bez skalpela, iniekcji, rekonwalescencji i bólu.

CERTYFIKAT FDA

O skuteczności BTL EMSCULPT w rzeźbieniu mięśni brzucha i modelowaniu pośladków świadczy rekomendacja Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. To jedyna zatwierdzona przez FDA procedura do rozbudowy tkanki mięśniowej w tych obszarach.

BADANIA KLINICZNE

Skuteczność i bezpieczeństwo BTL EMSCULPT zostały przetestowane za pomocą renomowanych metod naukowych (rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, USG i histologicznie) w 13 niezależnych badaniach wielośrodkowych w USA.

Badania kliniczne wykazały, że terapia składająca się z 4 zabiegów to:

- Wzrost masy mięśniowej średnio +16%
- Redukcja tkanki tłuszczowej średnio -19%
- Zmniejszenie o 11% pociążowego rozstępu mięśni prostych brzucha.
- Zadowolenie pacjentów w badaniach klinicznych +96%
- Wzrost pewności siebie u pacjentów trenujących pośladki +79%. Pacjenci opisywali, że ich pośladki są uniesione, jędrne i wyraźnie wzmocnione. ■



Nowe obszary zabiegowe! Ramiona i łydki

Rewolucja EMSCULPT to nie tylko umięśnione brzuchy i seksowne pośladki. Maszyna modeluje teraz także ramiona i łydki!

Twoi klienci mogą teraz rzeźbić razem z EMSCULPT idealne ramiona i łydki, ponieważ maszyna została wyposażona w mniejsze aplikatory konturowe.

JAK PRACUJĄ MNIEJSZE APLIKATORY SMALL CONTOUR?

Małe aplikatory konturowe SMALL CONTOUR zostały tak zaprojektowane, aby celować w mniejsze grupy mięśni. Mają ergonomiczny, wklęsły kształt i emitują wyższą energię HIFEM w przeliczeniu na 1 cm². Dzięki temu stymulują dokładnie te grupy mięśniowe, które chcemy wzmocnić, zapobiegając aktywności mięśni antagonistycznych.

RAMIONA

W przypadku **ramion pracujemy nad bicepsami i tricepsami**. U mężczyzn EMSCULPT daje pożądany efekt umięśnionych i silnych ramion. U kobiet - m.in. ze względu na mniejszą ilość testosteronu - po treningu HIFEM ramiona mają bardziej zdefiniowany kształt tzn. mięśnie są zaznaczone a tkanka tłuszczowa zredukowana. W rezultacie ramiona wyglądają na wysmukłone, z zaznaczonym kształtem mięśni. Obserwujemy też napięcie skóry, redukcję wiotkości i obwiśnień - zwłaszcza w okolicy tricepsu ramiennego.

ŁYDKI

Aplikatory pracujące nad modelowaniem łydek, są tak skonstruowane, by wzmocniać konkretne mięśnie: chodzi tutaj o mięśnie trójgłowe łydek. ▶

BADANIA KLINICZNE

Badania kliniczne wykonywane były w Nowym Jorku, a efekty sprawdzano za pomocą rezonansu magnetycznego. Potwierdziły one, że po pełnej serii treningów EMSCULPT masa mięśniowa ramion i łydek zwiększyła się wraz z ogólnym zmniejszeniem tkanki tłuszczowej.

- Biceps ramienny zwiększył się w przekroju +17%, a triceps +10%.
- Masa mięśniowa łydek wzrosła +15%.
- Grubość tkanki tłuszczowej na ramionach zmniejszyła się -12.8%, a na łydkach -10%.

Badania kliniczne potwierdziły, że seria czterech 20-minutowych zabiegów to obecnie najkrótsza procedura nieinwazyjnego wzmocnienia mięśni ramion i łydek. Kierujący badaniami dr Bruce Katz podkreślił, że do tej pory nie było skutecznego nieinwazyjnego rozwiązania dla tych obszarów ciała.

CERTYFIKAT FDA DLA NOWYCH OBSZARÓW

Najwyższym potwierdzeniem skuteczności działania sprzętów w branży medycznej i estetycznej jest certyfikat FDA. Dlatego powodem do dumy jest fakt, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała producentowi - marce BTL - certyfikat dla EMSCULPT jako jedyne urządzenie do nieinwazyjnego wzmocnienia i ujędrniania ramion oraz łydek. ■





Wskazania do treningów BTL EMSCULPT

Maszyna EMSCULPT, która jednocześnie buduje mięśnie i spala tkankę tłuszczową, jest polecana w wielu sytuacjach. **Zaproponuj zabieg HIFEM szczególnie tym klientom, którzy:**

- 1 Pracują nad swoją sylwetką za pomocą ćwiczeń i diety, ale nie są do końca zadowoleni z efektów.
- 2 Są trenerami fitness lub uprawiają sporty wytrzymałościowe i zależy im na jeszcze lepszych wynikach.
- 3 Nie są sportowcami, ale chcą bezinwazyjnie i szybko: wyrzeźbić brzuch, wymodelować pośladki, rozbudować lub wysmuklić ramiona czy wymodelować łydki.
- 4 Chcą pozbyć się złogów tłuszczu w wybranych obszarach i „zamienić” je w mięśnie.
- 5 Mają problem z rozpoczęciem efektywnych ćwiczeń fizycznych ze względu na osłabione mięśnie. Potrzebują wsparcia na start!
- 6 Stracili z wiekiem dawną muskulaturę i jędrność ciała.
- 7 Są po porodzie i chcą szybko wrócić do atrakcyjnej sylwetki, np. ujędrnić brzuch i pozbyć się rozstępu mięśni prostych.
- 8 Są po liposukcji lub lipolizie, ale kontur pośladków czy kształt brzucha wymaga wzmocnienia mięśni. ▶



WSKAZANIA DO ZABIEGU

Pośladki

- Płaskie, nieumięśnione pośladki
- Wiotczące i opadające pośladki
- Nadmiar tłuszczu na pośladkach
- Nieregularna powierzchnia pośladków po liposukcji
- Osłabienie i kurczenie mięśni pośladkowych, związane z wiekiem
- Nierównomierna budowa partii mięśniowych składających się na pośladki
- Przygotowanie i wsparcie treningów modelujących kształt pośladków

Brzuch

- Nieumięśniony brzuch z nadmiarem tkanki tłuszczowej
- Wiotka i luźna skóra na brzuchu z osłabionymi mięśniami
- Nadmiar tłuszczu w talii i na brzuchu
- Rozstęp mięśni prostych i osłabienie mięśni brzucha po porodzie
- Nieregularna powierzchnia brzucha po liposukcji
- Osłabione mięśnie brzucha, które utrudniają skuteczne treningi
- Wsparcie treningów rzeźbiących brzuch

Ramiona

- Wąskie, opadające i nieumięśnione ramiona u mężczyzn
- Wiotka i obwisła skóra ramion; tzw. motylki w miejscu tricepsów
- Nadmiar tkanki tłuszczowej na ramionach (trening tricepsów daje u kobiet efekt wyszczuplenia)
- Osłabione bicepsy i tricepsy, co jest związane z wiekiem lub brakiem aktywności fizycznej
- Przygotowanie i wsparcie treningów budujących muskulaturę ramion

Łydki

- Osłabione mięśnie łydek
- Płaskie i niekształtne
- Nadmiar tkanki tłuszczowej w obszarze łydek (trening da efekt wysmuklenia)
- Przygotowanie do treningów oraz wsparcie ćwiczeń budujących muskulaturę i rzeźbę łydek



Przeciwwskazania

EMSCULPT jako zabieg treningowy ma krótką listę przeciwwskazań. Standardowo nie wykonuje się go u kobiet w ciąży i karmiących. Przeciwwskazaniem są choroby nowotworowe i psychiczne oraz metalowe implanty w okolicy zabiegowej (w tym miedziana wkładka domaciczna przy treningu pośladków). Zabieg EMSCULPT® nie jest także dla osób z rozrusznikiem, niewydolnością płuc i niektórymi chorobami serca.

Jak często wykonujemy treningi BTL EMSCULPT?

Treningi brzucha i pośladków trwają 30 minut, natomiast ramion (bicepsów lub tricepsów) oraz łydek – 20 minut. Powtarzamy je co 2-3 dni. Optymalna seria składa się minimum z 4 zabiegów, w zależności od ustaleń. Efekty oceniamy po 2-4 tygodniach od ostatniego treningu BTL EMSCULPT. ■



Pośladki

- Nieinwazyjne uniesienie pośladków, czyli lifting pośladków bez skalpela
- Ujędrnienie pośladków bez iniekcji i rekonwalescencji
- Redukcja tkanki tłuszczowej z jednoczesną „zamianą” tłuszczu w mięśnie
- Powiększenie i wymodelowanie pośladków, tzw. brazylijskie pośladki
- Wzmocnienie mięśni pośladków
- Poprawa efektów liposukcji poprzez wydobycie rzeźby mięśni pośladkowych
- Poprawa efektów u kulturystów, crossfitowców itp.
- Ułatwienie dalszych treningów

Brzuch

- Uwidocznienie rzeźby brzucha poprzez zwiększenie masy mięśniowej z jednoczesną utratą tłuszczu podskórnego
- Ujędrnienie i napięcie wiotkiej skóry brzucha
- Redukcja tkanki tłuszczowej w rejonie brzucha i talii
- Wyszczuplenie talii
- Wzmocnienie mięśni brzucha po porodzie wraz z redukcją rozstępu mięśni prostych
- Poprawa wyglądu brzucha po liposukcji: wygładzenie i napięcie
- Wzmocnienie mięśni brzucha i talii, ułatwiające dalsze treningi mięśni.
- Poprawa efektów u kulturystów, crossfitowców itp.

Ramiona

- Poprawa wyglądu męskiej sylwetki poprzez rozbudowę mięśni ramion
- Redukcja tzw. motylków, czyli luźnej skóry zwisającej w miejscu tricepsów
- Wysmuklenie ramion u kobiet poprzez redukcję tkanki tłuszczowej i wzmocnienie mięśni (u kobiet ze względu inną gospodarkę hormonalną nie ma ryzyka masywnej sylwetki)
- Wzmocnienie mięśni ramion u osób, które utraciły kondycję z wiekiem
- Poprawa muskulatury u kulturystów, crossfitowców itp.
- Ułatwienie dalszych treningów

Łydki

- Wymodelowanie kształtu łydek
- Wysmuklenie łydek dzięki redukcji miejscowo nagromadzonej tkanki tłuszczowej
- Zwiększenie obwodu łydek u osób, które chcą powiększyć masę mięśniową w tym obszarze
- Wzmocnienie mięśni
- Przygotowanie do dalszych treningów, np. także do biegów długodystansowych



Jak wykonywać zabieg? Przygotowania, przebieg i zalecenia po

PRZED ZABIEGIEM

Trening BTL EMSCULPT nie wymaga specjalnych przygotowań. Jeśli Twoi klienci nie chcą zdejmować odzieży, możesz poprosić, by zgłaszali się na zabiegi w wygodnych ubraniach. Idealny strój to np. legginsy lub spodnie treningowe czy dresy. W górnej partii ciała sprawdzi się luźny podkoszulek na ramiączkach typu tank top lub T-shirt. Technologia HIFEM nie wymaga zdejmowania odzieży, ponieważ indukowane prądy elektryczne przechodzą swobodnie przez tkanki. Zabieg możesz też wykonywać bezpośrednio na skórę, klienci pozostają wtedy w bieliznie. Ważna uwaga: przed zabiegiem należy zdjąć biżuterię, jeśli występuje ona w miejscu zabiegu (np. kolczyki w pępku).

PRZEBIEG ZABIEGU

Czas trwania: 20-30 minut

Zabieg polega na intensywnym treningu mięśni, który wykonuje samodzielnie urządzenie EMSCULPT. Bezpośrednio do ciała przykładane są jeden lub dwa aplikatory, przypominające kształtem duże żelazka. Umieszcza się je na ciele tam, gdzie chcemy wzmocnić i wyrzeźbić mięśnie oraz spalić tkankę tłuszczową. Dla stabilizacji aplikatory mocujemy do ciała specjalnymi pasami. Energia HIFEM wywołuje regularne drgania, które np. w przypadku treningu mięśni brzucha zastępują ok. 20 tysięcy brzuszków.

Czy zabieg jest przyjemny?

Klienci odczuwają regularne wibracje, mrowienie i wyraźny skurcz. Odczucia te nie są w żadnym stopniu nieprzyjemne, a zabieg należy do komfortowych. W trakcie treningu można czytać książkę, gazetę itp. ▶





Trening pośladków

Leżysz płasko na brzuchu, aplikatory są przyłożone i przymocowane pasami po jednym do każdego z pośladków. Trening mięśni pośladków trwa 30 minut.

Trening brzucha

Leżysz na plecach, a pas oplata talię i stabilizuje pracę aplikatorów. U osób o drobnej budowie ciała do brzucha przykładany jest centralnie jeden aplikator. Podczas treningu większych obszarów umieszczamy na brzuchu symetrycznie dwa aplikatory, jeden obok drugiego. Trening mięśni brzucha trwa 30 minut.

Trening ramion

Możliwych jest kilka wygodnych pozycji treningowych. Pierwsza z nich: leżysz na plecach, z lekko rozłożonymi ramionami. Pod lub nad ramionami (w zależności od tego czy ćwiczymy bicepsy czy tricepsy) umieszczamy i przypinamy pasami mniejsze aplikatory zabiegowe, po jednym dla każdego z ramion. Są one wklęsłe i pasują do każdego rozmiaru ramion. Jeśli wolisz, możesz leżeć na brzuchu z ramionami rozłożonymi na boki. Wtedy aplikatory znajdują się pod ramionami, a ty ćwiczysz bicepsy. Trzecia pozycja: siadasz przed łóżkiem zabiegowym i wyciągasz ręce przed siebie, opierając je o łóżko. Na wysokości ramion umieszczamy aplikatory, wsuwasz w nie ramiona i rozpoczynasz trening bicepsów. Bez względu na pozycję trening ramion (bicepsów lub tricepsów) trwa 20 minut.

Trening łydek

Najwygodniejszą pozycją jest pozycja półleżąca. Aplikatory umieszczamy na fotelu zabiegowym, dokładnie na wysokości twoich łydek. Wkładasz po prostu łydki w zagłębienia obu aplikatorów, które są tak wyprofilowane, by trenować mięśnie w tym obszarze. Trening łydek trwa 20 minut. ▶



PO ZABIEGU

Nie trzeba w żadnym stopniu ograniczać aktywności, ponieważ EMSCULPT jest zabiegiem całkowicie nieinwazyjnym. Jeśli mięśnie były osłabione lub trening miał na celu obudzenie aktywności fizycznej, pojawią się odczucia jako po klasycznym wysiłku. Zmęczenie mięśni jest podobne jak po wycie na siłowni. Ze względu na wzmożone spalanie tłuszczu, w trakcie serii EMSCULPT i kilka tygodni po warto stosować niskotłuszczową dietę. ■





Korzyści dla Twojego gabinetu

Zastanawiasz się nad wejściem do świata nowoczesnych treningów modelujących ciało? Czujesz, że takiego właśnie zabiegu szukają Twoi klienci? Pomożemy Ci podjąć decyzję, zbierając w jednym miejscu atuty treningu BTL EMSculpt.

- Idealny zabieg dla klientów, którzy szukają nieinwazyjnych rozwiązań.
- Modny zabieg, zgodny z trendami na wysportowane i umięśnione ciało.
- Poszerzenie bazy klientów o osoby, które uprawiają sport i chcą udoskonalić muskulaturę.
- Zabieg o wysokiej skuteczności i zadowoleniu z efektów (96% w badaniach klinicznych).
- Komfortowy zabieg, dający poczucie relaksu i odprężenia.
- Bez rekonwalescencji i ubocznych efektów pozabiegowych.
- Krótka lista przeciwwskazań.
- Trening newralgicznych obszarów ciała: pośladków, brzucha, ramion, łydek.
- Zabieg dla różnych grup wiekowych, zarówno dla kulturystów jak i osób rozpoczynających aktywność fizyczną.
- Poszerzenie pacjentów o osoby, które nie kwalifikują się do liposukcji, lipolizy, zabiegów RF lub HIFU.
- Zabieg wzmacniający mięśnie i ujędrniający po liposukcji, lipolizie, kriolipolizie.
- Nieinwazyjna alternatywa dla liftingu pośladków.
- Innowacyjny zabieg, promowany na całym świecie przez globalną markę BTL.
- Zabieg całoroczny, bez względu na następcznienie i opaleniznę.
- Zabieg „bezobsługowy” - w trakcie treningu nie wymagający pracy operatora. ■





Poznaj urządzenie

BTL EMSCULPT to urządzenie w ofercie BTL Estetyka, które wykorzystuje technologię HIFEM do nieinwazyjnego modelowania ciała poprzez wzmocnienie mięśni i redukcję tkanki tłuszczowej.

Urządzenie BTL EMSCULPT wyposażone jest w kolorowy ekran dotykowy o szerokim kącie widzenia, który ułatwia prowadzenie treningu. Informacje wyświetlane na ekranie prowadzą personel zabiegowy krok po kroku przez całą procedurę. Parametry terapeutyczne można łatwo ustawić za pomocą ekranu dotykowego i przycisków. Podczas treningu maszyna na bieżąco wyświetla informacje o zastosowanej terapii, pozostałym czasie i głównych parametrach terapii.

Duże aplikatory

- 20.000 skurczów podczas jednego zabiegu.
- Zabieg 30-minutowy (brzuch/pośladki).
- Żywotność aplikatorów 300 zabiegów.
- Opakowanie zawiera 2 aplikatory oraz pasy mocujące.
- Płaskie aplikatory pozwalają na trening każdego rozmiaru pośladków.
- Do treningu brzucha u drobnych osób stosujemy jeden aplikator, przykładany centralnie. W innych przypadkach mocujemy oba, jeden obok drugiego.
- Do stosowania z kartą chipową dla dużych aplikatorów.

Małe aplikatory

- 20.000 skurczów podczas jednego zabiegu.
- Zabieg 20-minutowy (łydki / triceps / biceps).
- Żywotność aplikatorów 450 zabiegów.
- Opakowanie zawiera 2 aplikatory oraz pasy mocujące.
- Nowy kształt aplikatorów pozwala na łatwiejszą aplikację dla każdego rozmiaru ramion oraz łydek, pomaga uniknąć stymulacji mięśni antagonistycznych.
- Do stosowania z kartą chipową dla małych aplikatorów. ■



EMSCULPT®

RZEŹBIARZ SYLWETKI



Dziękujemy
za pobranie ebooka

BTL Polska Sp. z o.o.
Leonidas 49
02-239 Warszawa

tel. 22 667 02 76

btlnet@btlnet.pl
www.btlestetyka.pl